

ПРАЙС-ЛИСТ Блоки ящиков для самостоятельной установки в холодильные столы POLAIR - Grande

Технология Flexi Table:

Возможность замены двери на любой блок выдвижных ящиков покупателем самостоятельно - просто и без проблем.

Все холодильные столы Polair Grande с боковым расположением агрегата, изготовленные после 01.12.2025., оснащены специальным механизмом, позволяющим сделать процесс легким и доступным.

Для замены необходимо лишь:

- ◆ приобрести подходящий блок ящиков
- ◆ следуя инструкции, снять дверь у имеющегося стола
- ◆ разместить в проеме блок из ящиков и зафиксировать его как показано в инструкции

Доступны блоки:


- из 2 ящиков средне-глубоких ящиков
- из 3 мелких ящиков
- из 2 ящиков: верхний - мелкий, нижний - глубокий XL

Все блоки снабжены специальными устройствами для фиксации в дверном проеме

Ящики изготовлены из нержавеющей стали.

Фронтальная панель имеет надежную термоизоляцию пенополиуретаном. Как и проставка между ящиками.

Блоки поставляются в индивидуальной упаковке, пригодной для их безопасной транспортировки



Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Упакованные блоки ящиков для самостоятельной замены в холодильных столах Polair Grande				
Артикул	Модель	Подходят для модели стола	Описание	Цена, Руб с НДС
1055701d	БЛОК ЯЩИКОВ ГЛУБОКИХ GN-G в упаковке	TM2GN-G TB2GN-G	Упакованный блок из двух одинаковых средне-глубоких гастронормированных ящиков. Гастроремкости устанавливаются в ящик с фиксацией на его бортах. Максимальная глубина гастроремкости 200 мм.	45000
1055702d	БЛОК ЯЩИКОВ МЕЛКИХ GN-G в упаковке	TM3GN-G TB3GN-G	Упакованный блок из трех мелких гастронормированных ящиков. Гастроремкости устанавливаются в ящик с фиксацией на его бортах. Максимальная глубина гастроремкости 100 мм.	55000
1055700d	БЛОК ЯЩИКОВ XL GN-G в упаковке	TM4GN-G TB4GN-G	Упакованный блок из двух гастронормированных ящиков - мелкого и глубокого - XL. Гастроремкости устанавливаются в ящик с фиксацией на его бортах. Максимальная глубина гастроремкости в мелком ящике 100 мм, в глубоком XL - 300 мм.	45000
1055707d	БЛОК ЯЩИКОВ ГЛУБОКИХ -G в упаковке	TM2-G	Упакованный блок из двух одинаковых средне-глубоких ящиков	45000
1055708d	БЛОК ЯЩИКОВ МЕЛКИХ -G в упаковке	TM3-G	Упакованный блок из трех мелких ящиков	55000
1055706d	БЛОК ЯЩИКОВ XL -G в упаковке	TM4-G	Упакованный блок из двух ящиков - мелкого и глубокого - XL	45000

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств